



Dolphin Medical



TROCAR
OPTCLA
de Mindray

TROCAR OPTCLA

PUNTA DIVULSIONANTE

El Trocar **Optcla punta divulsionante** atraumática, con aleta estabilizadora, permite el acceso sin provocar injuria en el tejido. Cánula anillada transparente. Su cabezal con doble membrana evita el escape de gas.



Ergonomía excepcional

- El diseño ergonómico ofrece mayor comodidad y mejor control.
- Minimiza el riesgo de lesiones accidentales.



Protector único

- Ayuda a evitar que el aplicador de clips dañe el sello.
- Reduce la resistencia de movimiento al máximo nivel.




Sello universal

- Cambie libremente los instrumentos entre 10,5 mm y 5 mm con un cierre fiable.



Tapa de sello desmontable

- La tapa del sello se puede bajar para la conveniencia de recuperar tejido grande.



Cánula Anillada Transparente

evita que la cánula se deslice entre el intercambio de los instrumentos

Punta Divulsionante atraumático



Código	Descripción Producto	Presentación
121-51815	Trocar Divulsionante 5,5x100mm	Caja x 6 Unid
121-01815	Trocar Divulsionante 10,5x110mm	Caja x 6 Unid





Dolphin Medical

BOLIVIA



Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia



(591-3) 342 2120



ventasdmb@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com

CHILE



Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile



(+56) 2 2952 0165



ventas@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com

COLOMBIA



Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia



(+57 1) 31 3412 3620



ventasdmc@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com