



LL-100

Sistema de Criocirugía

CRIOCIRUGÍA AL ALCANCE DE LA MANO

Diseño exclusivo - Sistema de Criocirugía de dos gatillos, **LL-100 N2O**, de congelación rápida y funciones de descongelación activas, utilizando Oxido Nitrógeno (N2O)

Especificaciones Técnicas:

- Mango angulada para proporcionar plena vista del tejido
- Protectores plásticos desechables, ayudan a prevenir la contaminación cruzada e aísla la punta frío para asegurar una adecuada conexión. retire y deseché cuando esté listo para esterilizar la punta. Esterilización: pre-vacío o gravedad, 135°C. Tiempo ciclo 10 min. con 10 min. de tiempo para secar.
- Elección de 24 frío-puntas, esterilizables, las cuales se pueden reemplazar sin tener que desahogar el gas
- Utiliza tanque de 20 libras o 2 cilindros tipo "E"; carrito disponible (Manguera Opcional disponible de desahogo de gas)

Dimensiones:

- Eje de 7,05 pulgadas
- Manguera de 54 pulgadas
- Mango de 6,187 pulgadas
- Angulo de eje de 15 grados
- Peso: 5 libras
- Temperatura de funcionamiento: -71°C
- Presión de funcionamiento: 600 - 800 psi
- Garantía: 1 año incondicional y 5 años contra defectos en material

"Sistema de consola (WA1000B) disponible como opción para monitoreo de temperatura/tiempo; incluye base de consola, portátil, con ruedas, para el cilindro de gas
Dimensiones: 11.3 x 11.5 x 3.2 pulgadas; Peso 10.5 libras"



Puntas para Sistema de Criocirugía LL-100 N2O



Código	Descripción Producto	Presentación
900001A	Sistema de Criocirugía LL-100	Unitario

BOLIVIA

- Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
- (591-3) 342 2120
- ventasdbm@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com

CHILE

- Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
- (56 2) 2952 0165
- ventas@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

- Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
- (57 1) 31 3412 3620
- ventasdmc@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com

PERÚ

- Jirón Diana Mz D2, lote 25, 3er Piso,
Int-4,urbanización Santa María de Surco,
Santiago de Surco, Lima, Perú
- (51) 9 4027 5805
- ventasdmp@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-26112019-REV-001